

PSOR KAM

Den handhållna enheten är perfekt för lokal fototerapi i avskildhet och bekvämlighet i en patients hem.

Produktöversikt

Fototerapi är ett relativt säkert och effektivt icke-läkemedelsalternativ som vanligtvis kräver regelbundna besök på ett kontor eller en klinik. Den bärbara enheten tillåter dock patienter att utföra självbehandlingar hemma under sin läkares ledning.

Den kompakta enheten når praktiskt taget varje tum av kroppen och är lätt att ta med dig på språng. Dessutom är kamfästet särskilt effektivt för att behandla ofta drabbade områden som hårbotten



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!

www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu

Spektrumvarianter	UVA, UVA-1, UVB, UVB 311nm (Smalband)
Paketets innehåll	1x fototerapmaskin, 1x kamtillbehör, 1x UV-skyddsglasögon, 1x användarmanual, 1x certifikat
Kraft	
Volt	230V, 50Hz
Energiförbrukning	50VA
WEEE-Reg.-No.:	DE11726256
Dimensioner	
Höjd	330mm
Bredd	550mm
Djup	50mm
Vikt	165g
Egenskaper	
Hemterapi	Lätt att använda och perfekt för självbehandlingar hemma under en läkares ledning
Design	Robusta polymerer gör rengöringen snabb och enkel
Kamfäste	Det medföljande kamfästet hjälper dig att hålla huden på perfekt avstånd och gör hårbotten tillgänglig för behandlingen.
Styrka	Högkvalitativ lampa möjliggör kortare behandlingstider



Vi lämnar upp till 10 års garanti på denna maskin när regelbundet underhåll och service genomförs!

För frågor om våra produkter, serviceärenden eller om MEDlight i sin helhet, tveka inte att kontakta oss!
www.medlight.nu | Tel: 077-1213000 | info@medlight.nu